

# Insta-<sup>®</sup> TEST PRO 400

**100** Pool & Spa Test Strips

**100** Tiras de análisis para  
piscinas y spas

**100** Languettes d'analyse  
pour piscines et spas

**Cl** Free Chlorine (Bromine)

**TCI** Total Chlorine

**Alk** Alkalinity

**pH** pH

**Cl** Cloro libre (Bromo)

**TCI** Cloro total

**Alk** Alcalinidad

**pH** pH

**Cl** Chlore libre (Brome)

**TCI** Chlore total

**Alk** Alcalinité

**pH** pH



- Immerse strip. SWIRL 3 TIMES. Remove with pads face up. Do not shake off excess water. Read promptly: Cl → TCI → Alk → pH
- Keep wet fingers out of bottle and close cap tightly. Store in a cool, dry place.
- In pools, immerse strip to a depth of 12-18" and read in natural daylight.

- Sacar la tira. AGITAR 3 VECES. Sacar del agua de forma horizontal las alineaciones mirando hacia arriba. No sacudir las gotas de agua de la tira. Comparar **enseguida**:
- Mantener los dedos nojados alejados del tubo. Mantenerlos en lugarnijo seco. Cerrar la tapa después de coger la tira.
- Mantener los dedos alejados del tubo. Mantenerlos en lugarnijo seco. Cerrar la tapa hasta una profundidad de 30-46 cm y tirar en luz natural.

- Sumergir la tira. AGITAR 3 FOIS. La sortir de l'eau en la position horizontale, les indicateurs se trouvent au dessus de la languette. Ne pas secouer l'eau accumlée sur la languette. **Faire les comparaisons tout de suite**.
- Ne pas introduire les doigts trempés dans la bouteille.
- Entreposer dans un endroit frais, sec et ombragé.

- Refamer le capuchon fermement.
  - Pour de meilleurs résultats, immerger la languette à une profondeur de 30 à 46 cm et tirer à la lumière naturelle.
- LaMotte Company, Chestertown Maryland 21620 USA  
[www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)

OK	OK	OK	OK	OK
0.5 (1.5)	1 (3)	3 (6)	5 (10)	10 (20)
ppm	ppm	ppm	ppm	ppm

OK	OK	OK	OK	OK
0 (0)	0.5 (1.5)	1 (3)	3 (6)	10 (20)
ppm	ppm	ppm	ppm	ppm

OK	OK	OK	OK	OK
0 (0)	0.5 (1.5)	1 (3)	3 (6)	10 (20)
ppm	ppm	ppm	ppm	ppm

OK	OK	OK	OK	OK
0 (0)	0.5 (1.5)	1 (3)	3 (6)	10 (20)
ppm	ppm	ppm	ppm	ppm

Purple color indicates excessive sanitizing.  
El tono morado indica un exceso o de desinfectante.

Sí violet, cloro ou bromo trop élevé.



Made in USA

Code 2977



Drop holding box and dotted tolerance line